

IDEXX Milk Pregnancy Test

Test With Confidence™

Trächtig oder nicht? Nachweis der Trächtigkeit aus Milchproben.



Optimierte Reproduktionsleistung mit dem IDEXX Milk Pregnancy Test.

Ab sofort können Sie Ihren Kunden durch die Nutzung vorhandener Milchproben einen noch höheren Service bieten. Der IDEXX Milk Pregnancy Test ist die einfachste und wirtschaftlichste Methode zum Nachweis von nicht-trächtigen Kühen und zur maximalen Nutzung von Herdengesundheits-Managementprogrammen insgesamt.

- **Genauere Bestimmung des Trächtigkeitsstatus.** Der IDEXX Milk Pregnancy Test bietet ein hohes Maß an Sensitivität und Spezifität ≥ 35 Tage nach der Besamung und 60 Tage nach dem Abkalben.
- **Bewährte IDEXX ELISA-Technologie.** Dank der nahtlosen Einbindung in die laborbasierten Arbeitsabläufe können Sie ohne merkliche Auswirkungen auf Ihren Betrieb Ihren Kunden einen noch besseren Service bieten.
- **Schnellere Ergebnisse.** Bewährte IDEXX ELISA-Technologie sorgt für sichere Resultate in weniger als 3,5 Stunden.
- **Wirtschaftliche und problemlose** Methode zur maximalen Nutzung von Herdengesundheits-Managementprogrammen insgesamt.

Erfahren Sie, wie Sie den Wert von Milchproben maximieren und Ihr Unternehmen noch heute optimieren können.

IDEXX Milk Pregnancy Test

Durch genaue und einfache Bestätigung bieten Sie Ihren Kunden einen noch besseren Service

- Stärken Sie das Vertrauen Ihrer Kunden – und Ihr Ansehen – durch die definitive Bestätigung des Trächtigkeitsstatus.
- Zeigen Sie, dass Sie ein zuverlässiger Partner für Reproduktionsfragen sind, indem Sie helfen, die Reproduktionsleistung zu verbessern und die Zwischenkalbezeiten zu verkürzen.
- Sie führen mehr Trächtigkeits-tests durch, weil Kunden Ihren Ergebnissen vertrauen, die schnelle Abwicklung schätzen und sich auf Sie verlassen, wenn Bestätigungstests durchgeführt werden müssen.
- Erweitern Sie Ihre Testoptionen, indem Sie Kunden ein umfassendes Herdengesundheits-Managementprogramm bieten, das vorhandene Proben nutzt.

Testperformance im Vergleich zu Ultraschall und Palpation

		Ultraschalluntersuchungen/Palpation	
		Trächtig (n=923)	Nicht trächtig (n=392)
IDEXX Milk Pregnancy Test	Trächtig	872	10
	Nachtesten	40	9
	Nicht trächtig	11	373

Sensitivität: 98,8 % (95 % CI = 97,7–99,3 %)*

Spezifität: 97,4 % (95 % CI = 95,2–98,6 %)*

Nachtests: 4 % der insgesamt getesteten Proben (3 % trächtig und 1 % nicht trächtig)

* Die Performance des IDEXX Milk Pregnancy Tests wurde durch den Vergleich mit Testergebnissen aus Ultraschalluntersuchungen/ Palpation (N=1315 Kühe) bestätigt. Nachtests wurden nicht in die Performanceberechnung aufgenommen. Die vollständigen Performedaten des Tests sind dem Validierungsbericht zum IDEXX Milk Pregnancy Test zu entnehmen.¹

Für mehr Informationen über den **IDEXX Milk Pregnancy Test**, wenden Sie sich bitte an Ihren IDEXX Vertreter oder besuchen Sie die Website idexx.de/reproduktion.

Hauptsitz des Unternehmens IDEXX Laboratories, Inc.

One IDEXX Drive
Westbrook, Maine 04092
USA

Tel: +1 207 556 4890 oder
+1 800 548 9997
Fax: +1 207 556 4826 oder
+1 800 328 5461

Hauptsitz in Europa IDEXX Europe B.V.

Scorpius 60 Building F
2132 LR Hoofddorp
Niederlande

Tel: +31 23 558 70 00 oder
+800 727 43399
Fax: +31 23 558 72 33

Hauptsitz in Asien IDEXX Laboratories, Inc.

3F-5 No. 88, Rei Hu Street
Nei Hu District
11494 Taipei
Taiwan

Tel.: +886 2 6603 9728
Fax: +886 2 2658 8242

Hinweis

1. Archivdaten von IDEXX Laboratories, Inc., Westbrook, ME, USA.

© 2012 IDEXX Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. • 09-71749-00-DE-A

IDEXX Milk Test und Test With Confidence sind Marken oder eingetragene Marken der IDEXX Laboratories, Inc. oder ihrer

Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Die IDEXX-Datenschutzrichtlinien finden Sie unter idexx.com.